SHERAeasy-base Kurzanleitung

Generelle Steuerung

Linke Maustaste (LMT): Aktion durchführen Rechte Maustaste (RMT): Modell rotieren Mausrad (MR) drehen: Zoomen Mausrad (MR) drücken: Modell im Raum verschieben



Schritt für Schritt Anleitung



Schritt 1 Auftrag erstellen

- Erstellen eines neuen Auftrags
- Auftragsblatt ausfüllen: Patient, Zahnarzt und Techniker
- Wahl der Abformtechnik (Kronen&Brücken- oder Sammelabformung, Benutzerdefiniert)
- Wahl des Abformmaterials
- Hinweis: Standardmäßig wird die Umbördelung nur innen berechnet. Die äußere Umbördelung kann unter "Ansicht/Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert werden



Schrift 2 STL Import

• Laden des Modelldatensatzes STL oder PLY



Schrift 3 Ausrichtung

- Die Software schlägt eine Einschubrichtung vor (siehe Pfeil in der Mitte des Modells)
- Anhand des Farbverlaufs ist die Stärke der Unterschnitte erkennbar
- "Manuelle Einschubrichtung": In der 3-Fenster-Ansicht kann die Einschubrichtung kontrolliert werden
- Mittels LMT im linken Fenster kann die Einschubrichtung geändert werden



Schrift 4 Ausblocken

- "Manuelles Ausblocken": Markieren (LMT) des Restzahnbestandes oder Gaumenfalten. Die Software blockt Fissuren und Interdentalräume automatisch aus
- "Wachsgeometrie hinzufügen": Platzhalter für z.B. Abformpfosten erstellen, durch Auswahl im Drop-Down-Menü und Positionieren mittels LMT
- "Wachs bearbeiten": Entspricht dem klassischen Wachsmesser: Mit LMT Material auftragen, abtragen oder glätten



Schrift 5 Kontur

- "Kontur festlegen":
 - o Klick mit LMT auf dem Modell legt die äußere Kontur fest. Wird ein PLY importiert, folgt die Konturlinie automatisch der Anzeichnung
- "Lokale Bereiche festlegen":
 - o Ist "lokal" eine andere Ausblockung gewünscht kann ein zusätzliches Gebiet erstellt werden (Nur im benutzerdefinierten Modus)
- "Umschlagfalte festlegen":
 - o Durch LMT den tiefsten Punkt der Umschlagfalte in der Front definieren. Die Höhe des Löffelgriffs wird sich später hieran orientieren (20 mm)
- "Okklusionsebene festleaen":
 - Mittels LMT und setzen von 3 Punkten wird die Okklusionsebene definiert. Bei einer Bissnahme orientieren sich hieran die Wachswälle







Schrift 6 Design

 "Randstärke lokal": Die generelle Randstärke beträgt 1,5 mm. Lokale Bereiche können nun angepasst werden. Durch LMT Anfang und Ende des Bereichs definieren, welcher eine andere Stärke besitzen soll



Schritt 7 Attachment

- "Elemente hinzufügen": Löffelgriffe oder andere Geometrien hinzufügen
 - Durch Klick mit LMT Position des Griffs bestimmen
 - o LMT: Position verändern
 - o RMT: Objekt über die ausgewählte Achse (gelb hinterlegt) rotieren
 - MR: Befindet sich die Maus im Koordinatensystem, wird die Größe geändert
 - o MR im Zentrum: In der Ansicht erscheinen nun zwei blaue Pfeile. Es lässt sich die Höhe definieren
- "Gingiva Stops hinzufügen":
 - o Durchmesser variabel einstellbar, im Eingabefenster oder durch Shift + MR
 - LMT: Position des Stopps bestimmen



Schrift 8 Individualisieren

- "Löcher hinzufügen":
 - LMT: Einzelne Löcher setzen. Lochgröße an Material voreingestellt. Empfohlen wird dies im Oberkiefer entlang der Ah-Line
- "Implantatloch hinzufügen":
 - o LMT: Loch für Abformpfosten erstellen
- "Lochbereich hinzufügen":
 - LMT: Quadrantenweise einen Bereich definieren. Empfohlen wird:
 Oberkiefer (Vestibulär, Palatinal auf Höhe der Gaumenfalten)
 Unterkiefer (Vestibulär und Lingual)
 - o LMT: Durch Klick auf das entsprechende Loch, kann die Position verändert werden
 - o RMT: Durch Klick auf das entsprechende Loch, Rotation des Lochmusters
- "Retentionsbereich hinzufügen":
 - o LMT: Quadrantenweise einen Bereich definieren
 - LMT: Durch Klick auf die entsprechende Retention, kann die Position verändert werden
 - o RMT: Klick auf die entsprechende Retention, Rotation des Lochmusters
- "Gravur anfügen":
 - o LMT: Position der Gravur bestimmen
 - o RMT: Rotation der Gravur
 - o MR: Durch Zoomen lässt sich die Schriftgröße ändern



Schrift 9 Fertigstellen

- Objekt finalisieren: Wachsmesser
- Objekt exportieren: STL speichern